



<b>Modelo</b>	<b>KIT DE TRANSPORTE</b>
<b>Referencia</b>	<b>11715</b>
<b>Características</b>	
<p>Kit de transporte con botella de solución salina de 200 ml con el 0,9% de cloruro sódico estéril para enjuague y limpieza de los ojos; válido tanto para partículas molestas como para polvos.</p> <p>Para asegurarse que el producto permanece estéril, el sellado no debe estar roto antes de uso.</p> <p>Temperatura de almacenamiento: 5 - 35 °C.</p> <p>Líquido transparente, libre de perfume soluble en agua.</p> <p>Toxicidad: no se describe toxicidad.</p> <p>Caducidad: para botellas no abiertas, 3 años desde la fecha de fabricación.</p> <p>USO: gire la tapa para romper el sello y abra la botella. Presione la botella ligeramente: que el líquido llegue a los ojos en un chorro suave.</p>	
<b>Standards</b>	
Producto médico según la normativa 93/42/CEE	
<b>COMPOSICIÓN</b>	Agua 99.1% + cloruro de sodio al 0,9%
<b>DENSIDAD</b>	Valor: 1002,5 kg/m3
<b>PUNTO DE EBULLICIÓN</b>	Valor: 100°C
<b>PH</b>	Valor: 5,0 - 7,0
<b>UNIDAD DE EMBALAJE</b>	1 ud (unidad mínima de venta)

